

AQUACEL™ Ag
SURGICAL
Hydrofiber® dressing with silver

AQUACEL™
SURGICAL
Hydrofiber® dressing

**La medicazione che fa la differenza
nella gestione della ferita chirurgica**



ConvaTec

Le complicanze del sito chirurgico sono fonte di disagi e le medicazioni possono influire sui fattori di rischio

- Infezioni del sito chirurgico^{1,2}
- Formazione di vescicole^{1,2}
- Sanguinamento²
- Gestione del dolore e del disagio durante il movimento²
- Trauma durante il cambio della medicazione²

Conseguenze potenziali di un sito chirurgico infetto³

Guarigione
ritardata

Revisione
chirurgica

Patologie
sistemiche
(ad es. sepsi)

Degenza
ospedaliera
prolungata

Incremento
dei costi
di assistenza

Morte



Queste complicanze possono tradursi in un aumento della **degenza ospedaliera**, della **spesa sanitaria** ed incidere sul **decorso clinico** e sul **benessere del paziente**

La medicazione **che fa la differenza**



La tecnologia idrocolloidale adesiva,
delicata sulla cute ed elastica,
asseconda e facilita i movimenti corporei

La tecnologia Hydrofiber®
arricchita di Elastane e Nylon assorbe
e gestisce perfettamente eventuale
essudato, intrappolando anche
microrganismi potenzialmente nocivi⁵




Il film di poliuretano
rappresenta una barriera
impermeabile contro
virus e batteri



(G.P. Hopper, 1 MBChB, ST1, Trauma and Orthopaedics; A.H. Deakin, 2 PhD, Orthopaedic Research Coordinator; E.O. Crane, 1 FRCS (Orth), ST7, Trauma and Orthopaedics; J.V. Clarke, 1 MRCS (Glasg), PhD, SpR, Trauma and Orthopaedics; 1 Department of Trauma and Orthopaedics, Forth Valley Royal Hospital, Stirling, Scotland 2 Department of Orthopaedics, Golden Jubilee National Hospital, Clydebank, Scotland. **Journal Of Wound Care** VOL 21, NO 4, APRIL 2012)

Benefici



- Richiede un minor numero di cambi di medicazione
- Riduce il rischio di contaminazione esterna
- Riduce il rischio della vescicolazione della cute perincisionale
- Facilita e asseconda i movimenti corporei
- Riduce i tempi di degenza

La versione con argento **AQUACEL™ Ag SURGICAL,
garantisce un'efficace attività antimicrobica**




Evidenze cliniche dimostrano che AQUACEL™ Ag Surgical riduce significativamente il tasso di PJI (*Infezione Periprotetica Profonda*)

In un'analisi effettuata su 1778 pazienti, il Dr Peter Sharkey e il suo team di ricercatori del Rothman Institute di Philadelphia, sono arrivati alla conclusione che il tipo di medicazione post-operatoria utilizzata ha un impatto significativo sulle PJI. Questo studio retrospettivo è stato condotto attraverso una revisione finalizzata a confrontare l'incidenza complessiva di PJI in 2 gruppi di pazienti che sono stati sottoposti a TJA (*Artroplastica Totale*). La medicazione AQUACEL™ Ag SCD è stata applicata in sala operatoria su un primo gruppo di 903 pazienti ed è rimasta in situ per 5 giorni. Al secondo gruppo di 875 pazienti è stata invece applicata una medicazione tradizionale⁴.

I risultati dello studio hanno dimostrato che l'utilizzo di AQUACEL™ Ag SCD ha ridotto l'incidenza di PJI del 76% nei pazienti sottoposti a TJA rispetto a quelli trattati con medicazioni tradizionali.

Incidenza di PJI acuta Medicazione tradizionale vs AQUACEL™ Ag SCD



“Il suo utilizzo sistematico rappresenta un'efficace misura di prevenzione contro il verificarsi di PJI a seguito di TJA...”

Peter Sharkey, MD, on AQUACEL™ Ag SCD

Chirurgo Ortopedico, Direttore,
Istituto Rothman di eccellenza ortopedica
presso il Centro Riddle Hospital



Informazioni sul prodotto

Nome	Misura	Per incisioni fino a	Numero pezzi per confezione	Codice prodotto
AQUACEL™ SURGICAL	9 cm x 10 cm	4 cm	10	412017
AQUACEL™ SURGICAL	9 cm x 15 cm	9 cm	10	412018
AQUACEL™ SURGICAL	9 cm x 25 cm	17 cm	10	412019
AQUACEL™ SURGICAL	9 cm x 30 cm	22 cm	10	420669
AQUACEL™ SURGICAL	9 cm x 35 cm	27 cm	10	412020
AQUACEL™ Ag SURGICAL	9 cm x 10 cm	4 cm	10	412009
AQUACEL™ Ag SURGICAL	9 cm x 15 cm	9 cm	10	412010
AQUACEL™ Ag SURGICAL	9 cm x 25 cm	17 cm	10	412011
AQUACEL™ Ag SURGICAL	9 cm x 30 cm	22 cm	10	420670
AQUACEL™ Ag SURGICAL	9 cm x 35 cm	27 cm	10	412012

AQUACEL™ SURGICAL	CND	M040404 – M040413	RDM 337616
AQUACEL™ Ag SURGICAL	CND	M04040802	RDM 337608

Bibliografia

1. Ravenscroft MJ, Harker J, Buch KA. A prospective, randomised, controlled trial comparing wound dressings used in hip and knee surgery AQUACEL™ and Tegaderm versus Cutiplast. Ann R Coll Surg Engl. 2006;88:18-22. 2. Harle S, Korhonen A, Kettunen JA, Seitsalos S. A randomized, clinical trial of two different wound dressing material for hip replacement patients. J. Orthop Nurse. 2005;9:205-210. 3. Leaper D, Synder RJ. The complex issue of wound infection. In: Advancing Your Practice: Understanding Wound Infection and the Role of Biofilms. Association for the Advancement of Wound Care; 2008:5-9. <http://www.aawconline.org/pdf/International%20Publication%20Final%203.11.08.pdf>. Accessed May 26, 2009. 4. Walker M, Hobot JA, Newman GR, Bowler PG. Scanning electron microscopic examination of bacterial immobilisation in a carboxymethylcellulose (Aquacel™) and alginate dressings. Biomaterials. 2003; 24:883-890. 5. Cai J, Karam JA, Parvizi J, Smith EB, Sharkey PF. The AQUACEL™ Ag surgical dressing with ionic silver reduces the rate of acute periprosthetic joint infection following total joint arthroplasty. Poster presented at: 22nd Annual Meeting of the American Association of Hip and Knee Surgeons; November 2-4, 2012; Dallas, TX.

AQUACEL™ Ag
SURGICAL
Hydrofiber® dressing with silver

AQUACEL™
SURGICAL
Hydrofiber® dressing

Per maggiori informazioni
visita il sito **www.convatec.it**
o chiama il numero verde **800.930.930**

Convatec

